



体位変換器

[単位: cm]

●セロリ

株式会社 **メルデン**重 量: **Aタイプ** 2.4kg**Bタイプ** 3.1kg**Aタイプ**

●Aタイプ使用例

**Bタイプ**

●Bタイプ使用例

**Aタイプ** ■品番 MTYA

ご利用者負担額

100円/月

レンタル料金

1,000円/月

Bタイプ ■品番 MTYB

ご利用者負担額

150円/月

レンタル料金

1,500円/月

持ち手を引っ張るだけの動作で容易に体位変換が可能で、体位変換後も30度側臥位に適した形状により安楽な姿勢を保持することができます。



セロリビーズ


●ペンギンサポート

PARAMOUNT BED



新規採用



重 量:0.3kg 耐荷重:138kg



●使用例



側臥位への体位変換や寝位置修正をするための体位変換器です。ベッド上で、側臥位の一時的な保持ができるので、「おむつ交換」などをラクに、より安全に行うことができます。

■品番 KE-100S

ご利用者負担額

100円/月

レンタル料金

1,000円/月

●トレイジー

東レ(株)

重 量:約0.12kg



体位移動



滑りのよいナイロン生地を3重にした、東レ独自の3層構造により、上下左右、回転等、さまざまな体位変換や移動をわずかな力でラクに行えます。

ご利用者負担額

150円/月

レンタル料金

1,500円/月

●ノルディックスライド

Pacific Supply

ロング

180

74

ミディ

80

74

ミディ

重 量: **ミディ** 0.45kg**ロング** 1.02kg

内側が滑りやすい筒型のスライディングシートで体位変換等の負担を軽減します。

ご利用者負担額

200円/月

レンタル料金

2,000円/月

ロング

ご利用者負担額

300円/月

レンタル料金

3,000円/月


※地域によっては取り扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

●ライトターン

重 量: 0.95kg

アイ・ソネックス株式会社



ライトターンの中央隔壁を足先の方に向けて倒し、凹部に乗せます。



ライトターンを回転させて起こし、両膝を両側の凹部に入れます。



ライトターンのベルトを持って回転させ、肩も少し押しながら寝返りを行います。



股間を開いた状態を保持できますので、おむつ交換や摘便が容易に行えます。

回転モーメントとテコの原理の応用で、負担なく簡単に要介護者の寝返り助助を行うことができます。

ご利用者負担額


200円/月

レンタル料金

2,000円/月

●ナーセントパットA

アイ・ソネックス株式会社

重 量: 大 0.85kg
小 0.45kg×2

●ベッド上で




●側臥位(横向き)で



●おむつ交換



●仰臥位(仰向け)で



片手で簡単に差し込め体位変換が楽にできます。皮膚への圧力を最小限に抑えます。

ご利用者負担額

200円/月

レンタル料金

2,000円/月

●アスディス

株式会社 モルデン

重 量: 12.5kg



■品番 ASD



※マットレスはついておりません。
※ベッド上では使用できません。

和布団の下に設置して起きあがりを補助できます。背あげと膝あげを連動して行うことで姿勢の崩れを防ぐことができます。

ご利用者負担額

500円/月

レンタル料金

5,000円/月 (非)

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト床ずれ
防止用具体位
変換器

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

自動排泄
処理装置徘徊
感知機器介護保険
購入
対象品

腰掛便座

入浴
補助用具

すのこ

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について